

AEROSEPT 100VF

CE
0459

Appareil de
désinfection par
voie aérienne



- Générateur d'aérosol mobile et automatique, pratique et ergonomique
- Démarrage différé et arrêt automatique : pas de contact direct utilisateur/produit
- Récupération accélérée de la pièce (par ventilation)
- Monocoque en polyéthylène facile d'entretien.

INDICATION

Générateur d'aérosol autonome, mobile et entièrement automatique destiné à la désinfection des surfaces des dispositifs médicaux préalablement nettoyés.

Utilisation avec les produits de désinfection

- ASEPTANIOS TERMINAL HPH
- ASEPTANIOS TERMINAL SPORE
- ANIOS DVA HPH
- ANIOS SPECIAL DJP SF

FIABILITE

- Compresseur étanche fonctionnant sans huile
- Pompe péristaltique à débit constant (précision 1%)
- Ventilateur étanche sans nécessité d'entretien
- Socle arrondi anti-choc
- Fonctionnement séquentiel automatique
- Aspiration automatique du produit
- Programmeur électromécanique

AEROSEPT 100VF

Appareil de désinfection par voie aérienne

MODE D'EMPLOI




Nettoyer la pièce avec un détergent désinfectant type SURFANIOS.



Placer le bidon de 5 L dans le compartiment de l'Aerosept 100 VF.



Afficher le volume de la pièce. Le temps de diffusion est calculé automatiquement. Placer l'Aerosept au centre et sortir.



Après le temps de diffusion et 2 h de contact, s'équiper de protections et appuyer sur RFG : attendre 30 min. avant de réutiliser la pièce.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Volume maximal à traiter : 230 m³
- Débit moyen : 984 ml/h
- Compresseur étanche à membrane.
- Ventilateur hélicoïdal : 250 m³/h
- Capacité de la réserve : bidon de 5 litres
- Poids à vide : 27 kg
- Dimensions : 760 H x 430 L x 690 P (mm)
- Alimentation : 220 V - 50 Hz
- Puissance : 600 VA

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Avant utilisation de l'appareil, lire les instructions du fabricant.

Respecter les précautions d'emploi indiquées sur l'étiquette du produit utilisé (établies selon la Directive Européenne 99/45/CE). Information disponible sur la Fiche de Données de Sécurité et sur l'étiquette.

REFERENCE

AEROSEPT 100VF417.009

